


立ち座り

方向転換


ベッドサイドで



順さん
夜間や体調が悪い時に
ポータブルトイレを利用。



ベッド用手すりを
握って立ち座りします。



手すりにつかまりながら方向転換をし、
ポータブルトイレに深く座ります。



衣服の着脱は安定した
姿勢で行いましょう。

もしもの時に
安心!

パンツタイプ



一人で、もしくは
介助があれば
トイレに行ける方

下着感覚で
はけるタイプです。

自宅のトイレが遠い、夜間行くのが不安、間に合わない、行けない方に


ポータブルトイレ

トイレ習慣を安心・快適にするため、さまざまな種類・機能があります。



バケツの使い方


ニオイ対策や、洗いやすくするため*に、
水を入れます。
使用後は、フタをしてトイレに運んで流します。
※対策商品を裏面でご紹介しています。



お悩みにあわせていろいろ選べます


座るときに
痛くなりにくい

やわらかい
ソフト便座




着座時の
冷たさを軽減

ポカポカ暖かい
暖房便座



ニオイが
気になる方

排泄物を
自動ラップ機能



ひじ掛けが
邪魔になる場合

跳ね上げ・
取り外し機能

